

I nucleotidi - L'efficacia rigenerativa del DNA

Il cuore della formulazione di tutti i sieri della linea Activa40 sono polinucleotidi di origine naturale, in grado di svolgere un effetto idratante, protettivo e stimolante il rinnovamento cutaneo.

I nucleotidi sono sostanze naturali che compongono la struttura del DNA e dell'RNA e partecipano in tale forma ai processi molecolari che determinano la codificazione e il trasferimento dell'informazione genetica nelle cellule di tutti gli organismi. Questa caratteristica li rende estremamente utili nei processi di rigenerazione cellulare, in quanto sono in grado di accelerare i naturali meccanismi riparativi del nostro organismo.

Tutti i sieri della linea Activa40 sono formulati per favorire la risposta cellulare. La presenza di metilpropanediolo migliora la penetrazione transdermica dei principi attivi. Sono privi di conservanti, parabeni e profumi, rendendoli sicuri ed efficaci su ogni tipo di pelle, anche le più fragili e sensibili.



novembre 2016

Alta tecnologia
cosmetica per
la tua pelle.



Stimola la risposta
cellulare

Favorisce
l'assorbimento degli
attivi

Riduce i processi
infiammatori

Attenua comedoni,
brufoli, macchie

Stimola la risposta
cellulare

Induce la
produzione di
collagene

Contrasta i segni
dell'invecchiamento

Riduce le rughe



CESARE QUARANTA s.r.l.
Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy
+39 0119472132 Fax +39 0119472299
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it

PER
INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
TELEFONARE AL **800-268616**

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie per una migliore qualità del macchinario.

Linea Led

Alta tecnologia cosmetica per la tua pelle

Sulla base di recenti studi nel campo dell'applicazione della luce nelle tecniche di foto-ringiovanimento, la Cesare Quaranta ha sviluppato una nuova generazione di trattamenti professionali intensivi per il recupero estetico della cute.

Tutti i trattamenti prevedono l'abbinamento dei sieri Activa40 - ricchi di polinucleotidi e principi attivi altamente purificati e dal basso peso molecolare - con l'esposizione dei tessuti cutanei alla luce LED.

L'energia sotto forma di luce rilasciata dai LED risveglia il metabolismo cellulare, favorisce l'assorbimento dei

principi attivi da parte dei tessuti e stimola l'azione rigenerativa del trattamento.

I tempi di applicazione sono rapidi e possono essere trattati in sicurezza tutti i tipi di pelle.

Una linea completa di prodotti sviluppati grazie alla profonda conoscenza maturata dall'azienda nelle dinamiche biochimiche innescate dall'interazione tra i tessuti cutanei, principi attivi e luce LED.

LED Rosso, intensa azione anti age per viso, collo

Il trattamento anti age viso e collo è indicato per **attenuare i segni dell'invecchiamento cutaneo**, riducendo le rughe e restituendo vigore e tonicità alla pelle.

Il trattamento ha durata 30 minuti e avviene in due fasi:

1) Applicazione di maschera in tessuto imbibita di siero Activa40 Anti Age;

2) Esposizione dei tessuti cutanei alla luce LED rossa a 645nm.

Nella prima fase si applica su viso e collo una maschera in tessuto imbibita dal siero Activa40 Anti Age, che

nutre e rigenera profondamente i tessuti, apportando principi attivi altamente purificati sulla superficie cutanea. L'azione dei nucleotidi viene integrata dalla presenza di un lipopeptide che, grazie al suo **ridotto peso molecolare**, penetra in profondità nei tessuti stimolando la produzione di collagene da parte dei fibroblasti. La presenza di chitosano dall'elevato potere igroscopico, assicura alla pelle un'idratazione profonda e duratura, oltre a proteggerla formando un film naturale superficiale.

Rimossa la maschera si espongono i tessuti cutanei all'irradiazione a luce LED rosso, per **riattivare la fisiologica funzionalità dei tessuti**. L'emissione della luce a 645nm riduce gli effetti dell'invecchiamento cutaneo innescando la sintesi di nuovo collagene. **La stimolazione è atermica e indolore.**

LED Blu, azione detossinante, lenitiva normalizzante per viso e collo

Il trattamento lenitivo si esegue combinando l'efficacia dello specifico siero Activa40 Lenitivo con l'azione del Led Blu a 464 nm. E' indicato in presenza di **couperose, pori dilatati o pelle congestionata** ed è indicato per la riduzione delle infiammazioni cutanee.

Il trattamento ha durata di 20 minuti e avviene in due fasi:

1) Applicazione di maschera in tessuto imbibita di siero Activa40 Lenitivo;

2) Esposizione dei tessuti cutanei alla luce LED blu a 464nm. L'Activa40 Maschera Lenitiva favorisce il ripristino della corretta sensibilità cutanea. In questo siero, alla straordinaria capacità rigenerativa dei polinucleotidi si accompagnano le proprietà dei semi di lino, che agiscono riducendo le sensazioni fastidiose della cute, **formando un film protettivo**

superficiale che attenua e previene le irritazioni cutanee. Il trattamento riduce i processi infiammatori localizzati, gli arrossamenti e l'infiorescenza acneica, con immediato effetto cicatrizzante e lenitivo. Il Siero ha proprietà emollienti che lasciano la pelle levigata e compatta assicurandone l'idratazione profonda.



La maschera LED Blu diffonde energia a bassa intensità ad una lunghezza d'onda (464nm) specifica per trattamenti normalizzanti e per innescare i processi anti infiammatori, favorendo l'assorbimento dei principi attivi da parte dei fotorecettori cellulari.

Il ciclo di trattamento completo deve essere effettuato almeno 2 volte all'anno, in primavera e autunno, quando la pelle è più sensibile agli agenti esterni e ai mutamenti climatici. E' adatto anche in presenza di cute fragile e sensibile.

Per la bellezza delle mani

Le mani, come il viso e il décolleté, sono le parti più soggette ai segni dell'invecchiamento perché le più esposte agli agenti esterni, agli sbalzi termici e agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Il trattamento anti age si rende ideale anche sulle mani, sfruttando **le proprietà nutritive del Siero Activa40 Anti age ai polinucleotidi con la specifica maschera LED** per le mani che emette energia luminosa a 645 nm. Come per il trattamento anti age viso e collo, anche quello per le mani prevede l'applicazione della maschera in tessuto imbibita nel siero Activa 40 anti age e la successiva esposizione delle mani alla luce LED della maschera.



Scheda tecnica Anti Age Led Mask

LED Luce rossa visibile

DIMENSIONI 300 x 300 x 380 mm

NUMERO LEDS 70


LUNGHEZZA D'ONDA 645 nm

POTENZA ASSORBITA 4 W

CLASSE I

CONFORME A EN 60950-1, EN 55022,

EN 61000-3-2,3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,7,8,11



Gli effetti del trattamento "Anti Age" Cesare Quaranta:

- Aumenta la produzione di collagene da parte dei fibroblasti;
- Favorisce la rigenerazione cellulare a livello epidermico;
- Rigenera, idrata e illumina la pelle;
- Aumenta la resistenza della pelle agli agenti esterni;
- Riduce i segni dell'invecchiamento;
- Apporta vigore ed elasticità ai tessuti;

Gli Effetti del trattamento Lenitivo Cesare Quaranta

- Riduce l'infiammazione e la sensibilità cutanea;
- Favorisce la rigenerazione cellulare a livello epidermico;
- Rigenera, idrata e illumina la pelle;
- Aumenta la resistenza della pelle agli agenti esterni;
- Attenua l'infiammazione acneica.

Scheda tecnica Blu Led Mask

LED Luce blu visibile

DIMENSIONI 300 x 300 x 380 mm

NUMERO LEDS 70

LUNGHEZZA D'ONDA 464 nm

POTENZA ASSORBITA 4 W

CLASSE I

CONFORME A EN 60950-1, EN 55022,

EN 61000-3-2,3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,7,8,11

Scheda tecnica Hand Mask

LED Luce rossa visibile

DIMENSIONI 250 x 205 x 95

NUMERO LEDS 25

LUNGHEZZA D'ONDA 645 nm

CLASSE I

DIRETTIVE EN 60950-1, EN 55022,

EN 61000-3-2,3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,7,8,11